

ELEVA® Balance

فیلر هیالورونیک اسید

ELEVA® Balance به عنوان محصولی چندمنظوره (Versatile) و پویا طراحی شده است که با غلظت بالای ۲۷.۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر هیالورونیک اسید کراس‌لینک شده، پاسخی قدرتمند به نیازهای کانتورینگ صورت ارائه می‌دهد. این فیلر به منظور راحتی حداکثری بیمار، با ۰.۳٪ لیدوکائین هیدروکلراید فرموله شده تا فرایند تزریق با حداقل درد همراه باشد. ویژگی متمایز این محصول در رفتار رئولوژیک آن نهفته است؛ برخورداری از «الاستیسیته متعادل» و G' (مدول الاستیسیته) پویا، باعث می‌شود که فیلر به خوبی با حرکات عضلانی صورت (Dynamic Movement) سازگار شده و بدون ایجاد سختی یا محدودیت در بیان، نتایجی بسیار طبیعی و ماندگار ارائه دهد. این محصول در سرنگ‌های آماده تزریق با حجم ۱.۱ میلی‌لیتر و به همراه دو سوزن تخصصی گیج ۲۷ (27G) عرضه می‌شود که به متخصصان اجازه می‌دهد با کنترل کامل بر توزیع محصول، فرم‌دهی دقیق و متوازی را در نواحی نیازمند حجم متوسط و اصلاحات داینامیک انجام دهند.

اطلاعات محصول

مشخصات

ELEVA® Balance به عنوان محصولی چندمنظوره (Versatile)، برای برقراری تعادل میان حجم‌دهی و حفظ پویایی بافت‌های صورت طراحی شده است. این فیلر با فرمولاسیون خاص خود، انعطاف‌پذیری بالایی در نواحی پرتحرک صورت ایجاد می‌کند و برای کسانی که به دنبال اصلاحات متوسط اما بسیار طبیعی هستند، انتخابی ایده‌آل است.

دستاوردهای بالینی

- ELEVA® Balance** با تمرکز بر حفظ ویژگی‌های داینامیک صورت، نتایج درخشانی را در موارد زیر ارائه می‌دهد:
- ناحیه لب: فرم‌دهی و افزایش حجم لب با حفظ کامل دینامیک و حرکات طبیعی (Dynamic Movement) حین لبخند زدن.
- خطوط صورت (خط خنده و ماریونت): صاف‌کردن چین‌های نازولببیل (خط خنده) با عمق متوسط و اصلاح خطوط ماریونت برای جوانسازی چهره.

- ناحیه شقیقه: بازسازی حجم و کانتورینگ نرم در گودی شقیقه‌ها برای دستیابی به ظاهری شاداب و متعادل.
- ELEVA® Balance با ایجاد پشتیبانی ساختاری نرم، بدون سفت کردن بافت، هماهنگی و پویایی را به چهره باز می‌گرداند.

موارد منع مصرف

تزریق ژل ELEVA® در موارد زیر اکیدا ممنوع است:

- تزریق داخل عروقی (خطر انسداد عروقی، آمبولی، ایسکمی بافتی و نکروز).
 - تزریق در ناحیه گلابلا (بین دو ابرو) و دور چشم با مدل‌های Shape و Contour.
 - افزایش حجم سینه، باسن، یا کاشت در بافت استخوانی، عضلانی، تاندون‌ها و مفاصل.
 - بیماران دارای سابقه حساسیت به هیالورونیک اسید، پروتئین‌های باکتری‌های گرم مثبت (استرپتوکوک)، لیدوکائین یا داروهای بی‌حسی آمیدی.
 - وجود عفونت فعال، التهاب پوستی یا ضایعات تب‌خال (Herpes) در موضع درمان.
 - بیماران مبتلا به اختلالات خودایمنی فعال، صرع کنترل‌نشده، آلرژی شدید، پورفیری یا سابقه آنافیلاکسی شدید.
 - تمایل به ایجاد اسکار کلونیدی، هیپرتروفیک یا اختلالات رنگدانه‌ای شدید.
 - بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی خون یا افراد تحت درمان با داروهای ضدانعقاد.
 - دوران بارداری و شیردهی.
 - افراد زیر ۱۸ سال.
 - همزمانی با لیزر درمانی، لایه برداری شیمیایی عمیق یا درم‌ابریژن تا زمان ترمیم کامل پوست.
- احتیاطات و تداخلات دارویی
- صلاحیت بالینی: این محصول باید منحصرا توسط پزشکان مجاز، آموزش‌دیده و مسلط به آناتومی عروق صورت تزریق شود.
 - تداخلات شیمیایی: هیالورونیک اسید در مجاورت نمک‌های آمونیوم چهارگانه (نظیر بنزالکونیوم کلراید یا ستیل‌پیریدینیوم کلراید) رسوب می‌کند. از تماس ژل با تجهیزات ضدعفونی‌شده با این مواد خودداری شود.
 - تداخلات دارویی: مصرف داروهای زقیق‌کننده خون مانند هپارین و آسپرین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)، ویتامین E و C با دوز بالا، امگا ۳ و مکمل‌های گیاهی مانند جینکو بیلوبا خونریزی و کبودی را افزایش می‌دهد. در بیماران دارای اختلالات هدایتی قلبی یا مصرف‌کنندگان داروهای مهارکننده متابولیسم کبدی به دلیل وجود لیدوکائین احتیاط شود.
 - فیلرهای قبلی: از تزریق در نواحی دارای فیلرهای دائمی (سیلیکون، پاژ و...) و نیمه دائمی مانند (PLLA) خودداری گردد.
 - تصویربرداری MRI: ژل‌های ELEVA کاملاً ایمن بوده و تداخلی با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ندارند.
 - بررسی بسته: پیش از استفاده از سلامت سیل استریل مطمئن شوید. در صورت آسیب دیدن سرنگ، کدر بودن ژل یا وجود ذرات معلق یا عدم حرکت روان پلانجر سرنگ از مصرف آن خودداری کنید. محصول کاملاً یک‌بار مصرف است.
- مراقبت‌های پیش از تزریق (Pre-Injection Protocol)
- ۱ هفته قبل: قطع مصرف داروهای رقیق‌کننده خون غیراورژانسی، آسپرین، مسکن‌ها، ویتامین E، ویتامین C، الکل و مکمل‌های گیاهی تحت نظر پزشک. پرهیز از سولاریوم و آفتاب‌سوختگی.
 - ۳ هفته قبل/بعد: خودداری از انجام اقدامات دندانپزشکی تهاجمی و جراحی دهان.
 - پیشگیری از تب‌خال: در صورت سابقه تب‌خال راجعه به‌ویژه در تزریق ناحیه لب و اطراف دهان، مصرف پروفیلاکسی با

آسیکلوویر خوراکی پیش از تزریق الزامی است.

• آماده‌سازی پوست: شستشو و ضدعفونی موضع با کلرهگزیدین یا الکل (پرهیز از نمک‌های آمونیوم). در صورت نیاز استفاده از کرم بی‌حسی موضعی ۳۰ دقیقه قبل از عمل.



اطلاعات کامل و به‌روز محصول

ماورا سلامت یاس

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجایی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، واحد ۴

021-91301406

info@msypharmed.com

msypharmed.com