

# ELEVA® Contour

**ELEVA® Contour** به عنوان پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین راهکار برای حجم‌دهی سه‌بعدی (3D Volumization) و بازسازی حجم ازدست‌رفته در لایه‌های عمیق بافت طراحی شده است. این محصول با غلظت ۲۷.۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر از هیالورونیک اسید کراس‌لینک‌شده فرموله شده و به منظور بهینه‌سازی تجربه بیمار، حاوی ۰.۳٪ لیدوکائین هیدروکلراید برای کاهش حداکثری درد در حین تزریق است. ویژگی بارز این پرکننده در پروفایل رئولوژیک فوق‌العاده آن نهفته است؛ بهره‌مندی از «حداکثر نیروی لیفت» و 'G' فوق‌العاده بالا (Ultra-high G-prime)، این محصول را به مقاوم‌ترین انتخاب در برابر فشارهای مکانیکی بافت تبدیل کرده و ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد برجستگی‌های ملموس و فرم‌دهی عمیق فراهم می‌سازد. **ELEVA® Contour** در سرنگ‌های آماده تزریق ۱.۱ میلی‌لیتری (معلق در بافر فسفات) عرضه شده و اقلام همراه آن شامل دو عدد سوزن تخصصی گیج ۲۷ (27G) است. فرایند استریلیزاسیون این محصول با استفاده از روش پیشرفته حرارت مرطوب (اتوکلاو) انجام گرفته که بالاترین سطح ایمنی، استریل بودن و خلوص بالینی را تضمین می‌کند و به متخصصان اطمینان خاطر کامل برای اجرای عمیق‌ترین پروژه‌های حجم‌دهی می‌دهد.

## اطلاعات محصول

## موارد منع مصرف

- تزریق ژل **ELEVA®** در موارد زیر اکیدا ممنوع است:
- تزریق داخل عروقی (خطر انسداد عروقی، آمبولی، ایسکمی بافتی و نکروز).
- تزریق در ناحیه گلابلا (بین دو ابرو) و دور چشم با مدل‌های **Shape** و **Contour**.
- افزایش حجم سینه، باسن، یا کاشت در بافت استخوانی، عضلانی، تاندون‌ها و مفاصل.
- بیماران دارای سابقه حساسیت به هیالورونیک اسید، پروتئین‌های باکتری‌های گرم مثبت (استرپتوکوک)، لیدوکائین یا داروهای بی‌حسی آمیدی.

- وجود عفونت فعال، التهاب پوستی یا ضایعات تب‌خال (Herpes) در موضع درمان.
- بیماران مبتلا به اختلالات خودایمنی فعال، صرع کنترل‌نشده، آلرژی شدید، پورفیری یا سابقه آنافیلاکسی شدید.
- تمایل به ایجاد اسکار کلونیدی، هیپرتروفیک یا اختلالات رنگدانه‌ای شدید.
- بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی خون یا افراد تحت درمان با داروهای ضدانعقاد.
- دوران بارداری و شیردهی.
- افراد زیر ۱۸ سال.
- همزمانی با لیزردرمانی، لایه‌برداری شیمیایی عمیق یا درم‌ابریژن تا زمان ترمیم کامل پوست.
- احتیاطات و تداخلات دارویی
- صلاحیت بالینی: این محصول باید منحصرًا توسط پزشکان مجاز، آموزش‌دیده و مسلط به آناتومی عروق صورت تزریق شود.
- تداخلات شیمیایی: هیالورونیک اسید در مجاورت نمک‌های آمونیوم چهارگانه (نظیر بنزالکونیوم کلراید یا ستیل‌پیریدینیوم کلراید) رسوب می‌کند. از تماس ژل با تجهیزات ضدعفونی‌شده با این مواد خودداری شود.
- تداخلات دارویی: مصرف داروهای زقیق‌کننده خون مانند هپارین و آسپرین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)، ویتامین E و C با دوز بالا، امگا ۳ و مکمل‌های گیاهی مانند جینکو بیلوبا خونریزی و کبودی را افزایش می‌دهد. در بیماران دارای اختلالات هدایتی قلبی یا مصرف‌کنندگان داروهای مهارکننده متابولیسم کبدی به دلیل وجود لیدوکائین احتیاط شود.
- فیلرهای قبلی: از تزریق در نواحی دارای فیلرهای دائمی (سیلیکون، پاژ و...) و نیمه دائمی مانند (PLLA) خودداری گردد.
- تصویربرداری MRI: ژل‌های ELEVA کاملاً ایمن بوده و تداخلی با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ندارند.
- بررسی بسته: پیش از استفاده از سلامت سیل استریل مطمئن شوید. در صورت آسیب دیدن سرنگ، کدر بودن ژل یا وجود ذرات معلق یا عدم حرکت روان پلانجر سرنگ از مصرف آن خودداری کنید. محصول کاملاً یک‌بار مصرف است.
- مراقبت‌های پیش از تزریق (Pre-Injection Protocol)
- ۱ هفته قبل: قطع مصرف داروهای رقیق‌کننده خون غیراورژانسی، آسپرین، مسکن‌ها، ویتامین E، ویتامین C، الکل و مکمل‌های گیاهی تحت نظر پزشک. پرهیز از سولاریوم و آفتاب‌سوختگی.
- ۳ هفته قبل/بعد: خودداری از انجام اقدامات دندانپزشکی تهاجمی و جراحی دهان.
- پیشگیری از تب‌خال: در صورت سابقه تب‌خال راجعه به‌ویژه در تزریق ناحیه لب و اطراف دهان، مصرف پروفیلاکسی با آسیکلوویر خوراکی پیش از تزریق الزامی است.
- آماده‌سازی پوست: شستشو و ضدعفونی موضع با کلرهگزیدین یا الکل (پرهیز از نمک‌های آمونیوم). در صورت نیاز استفاده از کرم بی‌حسی موضعی ۳۰ دقیقه قبل از عمل.



اطلاعات کامل و به‌روز محصول

## ماورا سلامت یاس

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجایی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، واحد ۴

021-91301406

info@msypharmed.com

msypharmed.com