

ELEVA® Fine

فیلر هیالورونیک اسید

ELEVA® Fine به عنوان تخصصی‌ترین راهکار برای اصلاحات ظریف (Fine Correction) طراحی شده است تا استانداردهای جدیدی را در مدیریت خطوط سطحی پوست تعریف کند. این فیلر با غلظت دقیق ۲۲.۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر هیالورونیک اسید کراس‌لینک شده فرموله شده و برای ارتقای سطح رفاه بیمار، به ۰.۳٪ لیدوکائین هیدروکلراید مجهز شده است تا فرایند تزریق با حداقل درد و بیشترین سطح راحتی انجام شود. نقطه قوت مهندسی **ELEVA® Fine** در رفتار رئولوژیک منحصر به فرد آن نهفته است؛ جایی که G' (مدول الاستیسیته) پایین در کنار قابلیت پخش‌پذیری بالا، این اجازه را می‌دهد که محصول به نرمی در بافت‌های حساس و سطحی پخش شود. این ویژگی باعث می‌شود تا بدون ریسک ایجاد برجستگی‌های غیرطبیعی یا عدم تقارن، سطحی کاملاً صاف، یکدست و طبیعی در پوست ایجاد گردد. این محصول در سرنگ‌های آماده تزریق با حجم ۱.۱ میلی‌لیتر (حاوی محلول بافر فیزیولوژیک) عرضه می‌شود و به همراه دو سوزن تخصصی گیج ۳۰ (30G) ارائه می‌گردد. این ترکیب هوشمندانه، به متخصصان زیبایی اطمینان می‌دهد که ابزاری با کنترل بالا در اختیار دارند تا دقیق‌ترین اصلاحات را در ظریف‌ترین نواحی صورت با بالاترین دقت به انجام برسانند.

اطلاعات محصول

مشخصات

طراحی ساختاریافته **ELEVA® Fine**، آن را به راهکاری ایده‌آل برای اصلاح دقیق نواحی حساس صورت تبدیل کرده است؛ جایی که هم‌گرایی علم و هنر برای دستیابی به نتایج طبیعی اهمیت حیاتی دارد. این محصول با هدف قرار دادن لایه‌های سطحی و حساس پوست، نتایج بالینی درخشانی را در حوزه‌های زیر تضمین می‌کند:

- ناحیه پیرامون چشم (Periorbital): محو کامل خطوط پنجه‌کلاغی و اصلاح تخصصی ناودان اشکی (Tear Trough). به لطف رفتار رئولوژیک کنترل‌شده، **ELEVA® Fine** از جذب آب ناخواسته جلوگیری کرده و بدون ایجاد پف (Edema) یا تورم، ظاهری شاداب و هموار به این ناحیه حساس می‌بخشد.
- ناحیه پیرامون لب (Perioral): اصلاح دقیق خطوط ظریف عمودی (Smoker lines) با ایجاد سطحی یکدست که با بافت طبیعی پوست هم‌خوانی کامل دارد.

- پیشانی و بافت سطحی: برطرف‌سازی چین و چروک‌های ظریف پوستی و بهبود کیفیت بافت سطحی، برای دستیابی به پوستی صاف‌تر، شفاف‌تر و جوان‌تر.
- در واقع، ELEVA® Fine فراتر از یک پرکننده ساده، ابزاری دقیق برای بازسازی هارمونی صورت است. این محصول با تضمین نتایج طبیعی و بدون ریسک برجستگی‌های نامطلوب، انتخابی بی‌رقیب برای متخصصانی است که ظرافت اصلاحات را بر حجم‌دهی‌های تهاجمی اولویت می‌دهند.

موارد منع مصرف

تزریق ژل ELEVA® در موارد زیر اکیدا ممنوع است:

- تزریق داخل عروقی (خطر انسداد عروقی، آمبولی، ایسکمی بافتی و نکروز).
 - تزریق در ناحیه گلابلا (بین دو ابرو) و دور چشم با مدل‌های Shape و Contour.
 - افزایش حجم سینه، باسن، یا کاشت در بافت استخوانی، عضلانی، تاندون‌ها و مفاصل.
 - بیماران دارای سابقه حساسیت به هیالورونیک اسید، پروتئین‌های باکتری‌های گرم مثبت (استرپتوکوک)، لیدوکائین یا داروهای بی‌حسی آمیدی.
 - وجود عفونت فعال، التهاب پوستی یا ضایعات تب‌خال (Herpes) در موضع درمان.
 - بیماران مبتلا به اختلالات خودایمنی فعال، صرع کنترل‌نشده، آلرژی شدید، پورفیری یا سابقه آنافیلاکسی شدید.
 - تمایل به ایجاد اسکار کلونیدی، هیپرتروفیک یا اختلالات رنگدانه‌ای شدید.
 - بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی خون یا افراد تحت درمان با داروهای ضدانعقاد.
 - دوران بارداری و شیردهی.
 - افراد زیر ۱۸ سال.
 - همزمانی با لیزر درمانی، لایه‌برداری شیمیایی عمیق یا درم‌ابریژن تا زمان ترمیم کامل پوست.
- احتیاطات و تداخلات دارویی
- صلاحیت بالینی: این محصول باید منحصرا توسط پزشکان مجاز، آموزش‌دیده و مسلط به آناتومی عروق صورت تزریق شود.
 - تداخلات شیمیایی: هیالورونیک اسید در مجاورت نمک‌های آمونیوم چهارگانه (نظیر بنزالکونیوم کلراید یا ستیل‌پیریدینیوم کلراید) رسوب می‌کند. از تماس ژل با تجهیزات ضدعفونی‌شده با این مواد خودداری شود.
 - تداخلات دارویی: مصرف داروهای زقیق‌کننده خون مانند هپارین و آسپرین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)، ویتامین E و C با دوز بالا، امگا ۳ و مکمل‌های گیاهی مانند جینکو بیلوبا خونریزی و کبودی را افزایش می‌دهد. در بیماران دارای اختلالات هدایتی قلبی یا مصرف‌کنندگان داروهای مهارکننده متابولیسم کبدی به دلیل وجود لیدوکائین احتیاط شود.
 - فیلرهای قبلی: از تزریق در نواحی دارای فیلرهای دائمی (سیلیکون، پاژ و...) و نیمه دائمی مانند (PLLA) خودداری گردد.
 - تصویربرداری MRI: ژل‌های ELEVA کاملاً ایمن بوده و تداخلی با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ندارند.
 - بررسی بسته: پیش از استفاده از سلامت سیل استریل مطمئن شوید. در صورت آسیب دیدن سرنگ، کدر بودن ژل یا وجود ذرات معلق یا عدم حرکت روان پلانجر سرنگ از مصرف آن خودداری کنید. محصول کاملاً یک‌بار مصرف است.
- مراقبت‌های پیش از تزریق (Pre-Injection Protocol)
- ۱ هفته قبل: قطع مصرف داروهای رقیق‌کننده خون غیراورژانسی، آسپرین، مسکن‌ها، ویتامین E، ویتامین C، الکل و

- مکمل‌های گیاهی تحت نظر پزشک. پرهیز از سولاریوم و آفتاب‌سوختگی.
- ۳۰ هفته قبل/بعد: خودداری از انجام اقدامات دندانپزشکی تهاجمی و جراحی دهان.
- پیشگیری از تب‌خال: در صورت سابقه تب‌خال راجعه به‌ویژه در تزریق ناحیه لب و اطراف دهان، مصرف پروفیلاکسی با آسیکلوویر خوراکی پیش از تزریق الزامی است.
- آماده‌سازی پوست: شستشو و ضدعفونی موضع با کلرهگزیدین یا الکل (پرهیز از نمک‌های آمونیوم). در صورت نیاز استفاده از کرم بی‌حسی موضعی ۳۰ دقیقه قبل از عمل.



اطلاعات کامل و به‌روز محصول

ماورا سلامت یاس

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، واحد ۴

021-91301406

info@msypharmed.com

msypharmed.com