

ELEVA® Shape

ELEVA® Shape به عنوان عضو خانواده ELEVA، اختصاصاً برای کانتورینگ و بازسازی ساختار استخوانی چهره طراحی شده است. این محصول با بهره‌گیری از خاصیت لیفتینگ بالا و قدرت پشتیبانی ساختاری (Structural Support)، انتخابی بی‌رقیب برای متخصصانی است که به دنبال تغییرات دقیق، ماندگار و هندسی در زوایای صورت هستند. دستاوردهای بالینی ELEVA® Shape با تمرکز بر تقویت حجم و بازسازی زوایای چهره، نتایج ملموس و ساختاری زیر را ارائه می‌دهد: کانتورینگ فک و چانه: ایجاد زاویه فک (Jawline) شارپ و تفکیک‌شده و برجسته‌سازی اصولی چانه (Chin Projection) برای دستیابی به چهره‌ای مقتدر و تراش‌خورده. اصلاح چین‌های عمیق: رفع مؤثر و ماندگار چین‌های عمیق صورت از طریق حجم‌دهی متمرکز و باکیفیت. پروفایلوپلاستی (Profiloplasty): اصلاح هارمونی نیم‌رخ و برقراری تقارن ایده‌آل در زوایای صورت برای دستیابی به تناسبات هندسی چهره. ELEVA® Shape با ایجاد تکیه‌گاه ساختاری محکم و در عین حال طبیعی، ابزاری دقیق برای بازتعریف زیبایی چهره و ایجاد هارمونی ماندگار در نیم‌رخ است.

اطلاعات محصول

مشخصات

ELEVA® Shape به عنوان راه‌حلی پیشرفته برای زاویه‌سازی و لیفت ساختاری چهره توسعه یافته است که با غلظت قدرتمند ۲۷.۵ میلی‌گرم در میلی‌لیتر از هیالورونیک اسید کراس‌لینک‌شده فرموله شده است. این فیلر با بهره‌گیری از ۰.۳٪ لیدوکائین هیدروکلراید، تجربه‌ای توأم با حداقل درد و بیشترین راحتی را در طول فرایند تزریق برای بیمار تضمین می‌کند. شاخصه بنیادین این محصول در رفتار رئولوژیک برجسته آن خلاصه می‌شود؛ جایی که کوهزیویته بالا (High Cohesivity) در پیوند با G' ساختاری (Structural G-prime)، حداکثر ظرفیت لیفتینگ، ایستایی و مقاومت در برابر نیروهای مکانیکی و فشار بافت‌ها را فراهم می‌آورد. این ویژگی مانع از دفرمه‌شدن یا پخش‌شدن ناخواسته ژل شده و خطوطی کاملاً تفکیک‌شده ایجاد می‌کند. ELEVA® Shape در سرنگ‌های آماده تزریق ۱.۱ میلی‌لیتری حاوی بافر فسفات و همراه با دو سوزن تخصصی گیج ۲۷ (27G) عرضه می‌شود تا متخصصان بتوانند با نهایت تسلط و کنترل، حجم‌دهی عمقی و کانتورینگ دقیق استخوانی را پیاده‌سازی کنند.

موارد منع مصرف

تزریق ژل ELEVA® در موارد زیر اکیدا ممنوع است:

- تزریق داخل عروقی (خطر انسداد عروقی، آمبولی، ایسکمی بافتی و نکروز).
 - تزریق در ناحیه گلابلا (بین دو ابرو) و دور چشم با مدل‌های Shape و Contour.
 - افزایش حجم سینه، باسن، یا کاشت در بافت استخوانی، عضلانی، تاندون‌ها و مفاصل.
 - بیماران دارای سابقه حساسیت به هیالورونیک اسید، پروتئین‌های باکتری‌های گرم مثبت (استرپتوکوک)، لیدوکائین یا داروهای بی‌حسی آمیدی.
 - وجود عفونت فعال، التهاب پوستی یا ضایعات تب‌خال (Herpes) در موضع درمان.
 - بیماران مبتلا به اختلالات خودایمنی فعال، صرع کنترل‌نشده، آلرژی شدید، پورفیری یا سابقه آنافیلاکسی شدید.
 - تمایل به ایجاد اسکار کلوییدی، هیپرتروفیک یا اختلالات رنگدانه‌ای شدید.
 - بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی خون یا افراد تحت درمان با داروهای ضدانعقاد.
 - دوران بارداری و شیردهی.
 - افراد زیر ۱۸ سال.
 - همزمانی با لیزر درمانی، لایه برداری شیمیایی عمیق یا درم‌ابریژن تا زمان ترمیم کامل پوست.
- احتیاطات و تداخلات دارویی
- صلاحیت بالینی: این محصول باید منحصرأ توسط پزشکان مجاز، آموزش‌دیده و مسلط به آناتومی عروق صورت تزریق شود.
 - تداخلات شیمیایی: هیالورونیک اسید در مجاورت نمک‌های آمونیوم چهارگانه (نظیر بنزالکونیوم کلراید یا ستیل‌پیریدینیوم کلراید) رسوب می‌کند. از تماس ژل با تجهیزات ضدعفونی‌شده با این مواد خودداری شود.
 - تداخلات دارویی: مصرف داروهای رقیق‌کننده خون مانند هپارین و آسپرین، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs)، ویتامین E و C با دوز بالا، امگا ۳ و مکمل‌های گیاهی مانند جینکو بیلوبا خونریزی و کبودی را افزایش می‌دهد. در بیماران دارای اختلالات هدایتی قلبی یا مصرف‌کنندگان داروهای مهارکننده متابولیسم کبدی به دلیل وجود لیدوکائین احتیاط شود.
 - فیلرهای قبلی: از تزریق در نواحی دارای فیلرهای دائمی (سیلیکون، پاژ و...) و نیمه دائمی مانند (PLLA) خودداری گردد.
 - تصویربرداری MRI: ژل‌های ELEVA کاملاً ایمن بوده و تداخلی با تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ندارند.
 - بررسی بسته: پیش از استفاده از سلامت سیل استریل مطمئن شوید. در صورت آسیب دیدن سرنگ، کدر بودن ژل یا وجود ذرات معلق یا عدم حرکت روان پلنجر سرنگ از مصرف آن خودداری کنید. محصول کاملاً یک‌بار مصرف است.
- مراقبت‌های پیش از تزریق (Pre-Injection Protocol)
- ۱۰ هفته قبل: قطع مصرف داروهای رقیق‌کننده خون غیراورژانسی، آسپرین، مسکن‌ها، ویتامین E، ویتامین C، الکل و مکمل‌های گیاهی تحت نظر پزشک. پرهیز از سولاریوم و آفتاب‌سوختگی.
 - ۳ هفته قبل/بعد: خودداری از انجام اقدامات دندانپزشکی تهاجمی و جراحی دهان.
 - پیشگیری از تب‌خال: در صورت سابقه تب‌خال راجعه به‌ویژه در تزریق ناحیه لب و اطراف دهان، مصرف پروفیلاکسی با آسیکلوویر خوراکی پیش از تزریق الزامی است.
 - آماده‌سازی پوست: شستشو و ضدعفونی موضع با کلرهگزیدین یا الکل (پرهیز از نمک‌های آمونیوم). در صورت نیاز

استفاده از کرم بی‌حسی موضعی ۳۰ دقیقه قبل از عمل.



اطلاعات کامل و به‌روز محصول

ماورا سلامت یاس

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجایی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، واحد ۴

021-91301406

info@msypharmed.com

msypharmed.com