# امریا آکوامکس

مزوژل

EMERIA AquaMax یک تقویت‌کننده پوستی تزریقی، استریل، عاری از پایروژن، زیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌سازگار است که برای مزوتراپی و تزریق اینترادرمال طراحی شده است.

## اطلاعات محصول

## مشخصات

AquaMax عضو پیشرفته‌تر، قوی‌تر و نتیجه‌محورتر مجموعه احیای پوست EMERIA است. این محصول با بهره‌گیری از کمپلکس چندوزنی هیالورونیک اسید به همراه گلیسرول، تنها برای آبرسانی طراحی نشده، بلکه با هدف بازسازی چندلایه پوست، بهبود الاستیسیته، اصلاح قابل مشاهده بافت و ایجاد نتایج جوانسازی قوی‌تر توسعه یافته است.

این محصول با ترکیب سدیم هیالورونات چندوزنی همراه با گلیسرول، به آبرسانی چندلایه، افزایش انعطاف‌پذیری، بهبود بافت پوست و ایجاد حجم موقت از طریق تحریک زیستی تولید کلاژن کمک می‌کند.

فرمولاسیون پیشرفته EMERIA AquaMax برای بازگرداندن تعادل فیزیولوژیک طبیعی پوست، بهبود نشانه‌های قابل مشاهده پیری و حمایت از جوانسازی پوست، با رویکردی پیشرفته و متمایز طراحی شده است.

ترکیبات

- ترکیب — مقدار
- کمپلکس سدیم هیالورونات چندوزنی — 90 میلی گرم
- بافر فسفات گلیسرول — تا حجم 3 میلی لیتر

مکانیسم عمل

EMERIA AquaMax از طریق اثرات چندلایه و هم‌افزا عمل می‌کند:

1. آبرسانی چندسطحی

هیالورونیک اسید با وزن مولکولی پایین به لایه‌های عمیق‌تر نفوذ کرده و جذب آب و سنتز کلاژن و پروتئوگلیکان را حمایت می‌کند.

هیالورونیک اسید با وزن مولکولی متوسط فعالیت فیبروبلاست‌ها و تولید طبیعی HA را تقویت می‌کند.

هیالورونیک اسید با وزن مولکولی بالا روی سطح پوست لایه محافظ ایجاد کرده و مانع از دست رفتن رطوبت می‌شود.

گلیسرول نیز به حفظ رطوبت طولانی‌مدت و تقویت لایه شاخی کمک می‌کند.

2. جوانسازی بیواکتیو پوست

وزن‌های مولکولی پایین و متوسط HA با تحریک فیبروبلاست‌ها، به تولید کلاژن، الاستین و HA طبیعی کمک می‌کنند.

این ترکیب موجب بهبود بافت، نرم‌تر شدن خطوط و افزایش استحکام و شادابی پوست می‌شود.

3. تقویت سد پوستی

HA با وزن مولکولی بالا سد پوستی را تقویت کرده و TEWL (Transepidermal Water Loss) را کاهش می‌دهد.
گلیسرول نیز از یکپارچگی اپیدرم پشتیبانی کرده و سازماندهی لیپیدهای لایه شاخی را بهبود می‌دهد.

## توصیه‌ها

توصیه‌های قبل از تزریق

· از مصرف رقیق‌کننده‌های خون و برخی مکمل‌ها به مدت 1 هفته قبل از درمان خودداری شود

· در صورت وجود عفونت فعال در ناحیه درمان، تزریق انجام نشود

· مراجعه به دندان‌پزشکی 3 هفته قبل و بعد از درمان توصیه نمی‌شود

· در صورت سابقه تبخال مکرر در درمان لب و اطراف آن، ممکن است آسیکلوویر پیشگیرانه با نظر پزشک تجویز شود

· 2 روز قبل از درمان از آفتاب گرفتن خودداری شود

توصیه‌های بعد از تزریق

· در صورت نیاز، ناحیه درمان به‌آرامی ماساژ داده شود

· استفاده از کمپرس سرد برای کاهش کبودی مفید است

· تا 24 ساعت از آرایش خودداری شود

· از کرم مرطوب‌کننده استفاده شود

· تا 24 ساعت ناحیه درمان ماساژ داده نشود

· تا برطرف شدن قرمزی و تورم اولیه از سونا، استخر، سولاریوم و نور مستقیم خورشید اجتناب شود

· تا فروکش کردن تورم از گرما یا سرمای شدید و ورزش سنگین پرهیز شود

· در صورت بروز هرگونه عارضه غیرمنتظره با پزشک یا مرکز درمانی تماس گرفته شود

روش دفع ضایعات و پسماند محصول

باقی‌مانده محصول و سرنگ، نباید در محیط رها شود و می‌بایست به عنوان زباله بیمارستانی (پسماند پزشکی آلوده) دفع شود.

شرایط نگهداری

این محصول باید در دمای زیر 30 درجه سانتی‌گراد و خارج از یخچال نگهداری شود. از نور مستقیم خورشید، گرما و یخزدگی محافظت شود. همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

## موارد منع مصرف

موارد منع مصرف

در موارد زیر استفاده نشود:

· حساسیت به هر یک از اجزای محصول

· التهاب یا تحریک فعال در ناحیه تزریق

· اختلالات کنترل‌نشده سیستم ایمنی، مگر با نظر پزشک

· اختلالات انعقادی

هشدارها

· فقط در صورت سالم بودن بسته‌بندی استفاده شود

· پس از تاریخ انقضا مصرف نشود

· از یخ‌زدگی محصول جلوگیری شود

· فقط برای تزریق اینترادرمال

· از تزریق داخل عروقی خودداری شود

· تزریق پزشکی همواره با خطر عفونت همراه است؛ رعایت اصول استریل الزامی است

· مجددا استریل نشود

· با سایر فرآورده‌های تزریقی مخلوط نشود

· یکی از برچسب‌های ردیابی در پرونده بیمار ثبت شود

· دور از دسترس کودکان نگهداری شود

عوارض احتمالی

عوارض شایع و گذرا:

· تورم

· کبودی

· قرمزی

· حساسیت

· خارش

· برجستگی‌های کوچک قابل لمس

عوارض نادر ولی جدی:

· انسداد عروقی

· عفونت

· واکنش آلرژیک

· تشکیل گرانولوما

## ماورا سلامت یاس

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، واحد ۴
021-91301406
info@msypharmed.com
msypharmed.com

اطلاعات کامل و به‌روز محصول