امریا آکوا

مزوژل



EMERIA Aqua یک اسکین‌بوستر اینترادرمال ظریف و پیشرفته است که برای بیمارانی طراحی شده که به آبرسانی اساسی، بهبود نرمی پوست و اصلاح اولیه کیفیت پوست نیاز دارند. این محصول با فرمولاسیون سدیم هیالورونات با وزن مولکولی بالا به همراه گلیسرول، ضمن تقویت سد پوستی، به بازیابی ظاهری نرم‌تر، شاداب‌تر و درخشان‌تر کمک می‌کند. این محصول برای پیشگیری از علائم اولیه پیری پوست، بهبود فرورفتگی‌های سطحی خفیف و اصلاح نواقص جزئی پوست توصیه می‌شود. همچنین می‌توان از آن در کنار درمان‌های زیبایی مانند لایه‌برداری، لیزر و درم‌ابریژن برای دستیابی به نتایج بهتر استفاده کرد.

اطلاعات محصول

امریا آکوا یک اسکین‌بوستر اینترادرمال پیشرفته است که با هدف آبرسانی عمیق، افزایش لطافت و بهبود کیفیت ظاهری پوست طراحی شده است. این محصول با ترکیب سدیم هیالورونات با وزن مولکولی بالا (HMW-HA) و گلیسرول، به حفظ رطوبت پوست کمک می‌کند و با بهبود وضعیت آبرسانی، ظاهری نرم‌تر، شاداب‌تر و درخشان‌تر به پوست می‌بخشد.

ویژگی‌های امریا آکوا در بهبود کیفیت پوست

فرمولاسیون EMERIA Aqua بر پایه دو ترکیب مؤثر در حفظ رطوبت پوست طراحی شده است:

- سدیم هیالورونات با وزن مولکولی بالا: به حفظ رطوبت در پوست کمک می‌کند.
- گلیسرول: یک ترکیب مرطوب‌کننده است که با جذب و حفظ رطوبت، به افزایش نرمی و لطافت پوست کمک می‌کند.

ترکیب این دو ماده، EMERIA Aqua را به گزینه‌ای برای مراقبت تزریقی از پوست‌هایی تبدیل می‌کند که به آبرسانی و بهبود کیفیت ظاهری نیاز دارند.

مشخصات

EMERIA Aqua یک تقویت‌کننده پوستی تزریقی، استریل، عاری از پایروژن، زیست‌تخریب‌پذیر و زیست‌سازگار است که برای مزوتراپی و تزریق اینترادرمال طراحی شده است.

ترکیبات

- ترکیب – مقدار
- سدیم هیالورونات با وزن مولکولی بالا – 60 میلی گرم
- بافر فسفات گلیسرول – تا حجم 3 میلی لیتر

مکانیسم عمل

EMERIA Aqua از طریق چند مکانیسم هم‌افزا عمل می‌کند:

1. آبرسانی عمیق و حفظ رطوبت

هیالورونیک اسید با وزن مولکولی بالا حجم زیادی از آب را جذب کرده و یک لایه محافظ روی سطح پوست ایجاد می‌کند. گلیسرول نیز به‌عنوان یک مرطوب‌کننده قوی، به تقویت لایه شاخی و کاهش خشکی و تحریک کمک می‌کند.

2. تقویت سد پوستی

این ترکیب به بهبود یکپارچگی سد اپیدرمی کمک کرده و از تبخیر آب از سطح پوست می‌کاهد.

3. افزایش لطافت و انعطاف‌پذیری پوست

حاصل این اثرات، پوستی نرم‌تر، شاداب‌تر، سفت‌تر و با ظاهری پرتر و درخشان‌تر است.

موارد مصرف

· آبرسانی و حفظ تعادل رطوبتی پوست

· بهبود فرورفتگی‌های سطحی خفیف

· پیشگیری از پیری زودرس پوست

· مناسب برای پوست‌های حساس و خشک

· افزایش نرمی، لطافت و استحکام پوست

توصیه‌ها

توصیه‌های قبل از تزریق

· در صورت صلاحدید پزشک معالج، از مصرف رقیق کننده های خون، از جمله داروهای ضدپلاکت (مانند کلوپیدوگرل و آسپرین)، داروهای ضدانعقاد (مانند وارفارین یا آپیکسابان)، برخی مکمل‌ها و ویتامین‌ها مانند ویتامین C و E، اسیدهای چرب امگا-۳، برخی مکمل‌های گیاهی (مانند جینکو بیلوبا و سیر)، برخی داروهای ضدافسردگی (مانند مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) مانند سرترالین)، به مدت ۱ هفته پیش از درمان اجتناب شود.

· در صورت وجود عفونت فعال در ناحیه درمان، تزریق انجام نشود

· مراجعه به دندان‌پزشکی 3 هفته قبل و بعد از درمان توصیه نمی‌شود

· در صورت سابقه تبخال مکرر در درمان لب و اطراف آن، ممکن است آسیکلوویر پیشگیرانه با نظر پزشک تجویز شود

· 2 روز قبل از درمان از قرارگرفتن در معرض آفتاب بدون ضدآفتاب خودداری گردد.

توصیه‌های بعد از تزریق

· در صورت نیاز، ناحیه درمان توسط پزشک معالج به آرامی ماساژ داده شود

· استفاده از کمپرس سرد برای کاهش کبودی مفید است

· تا 24 ساعت از آرایش خودداری شود

· از کرم مرطوب‌کننده استفاده شود

· تا 24 ساعت ناحیه درمان ماساژ داده نشود

· تا برطرف شدن قرمزی و تورم اولیه از سونا، استخر، سولاریوم و نور مستقیم خورشید اجتناب شود

· تا فروکش کردن تورم از گرما یا سرمای شدید و ورزش سنگین پرهیز شود

· در صورت بروز هرگونه عارضه غیرمنتظره با پزشک یا مرکز درمانی تماس گرفته شود

نحوه قرارگیری سر سوزن بر روی سرنگ:

- به منظور استفاده ی بهینه از محصول، درستی قرارگیری سر سوزن، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

مرحله 1: مطابق شکل (A)، درپوش سرنگ را خارج کنید.

مرحله 2: مطا بق شکل (B)، بعد از وارد کردن سوزن به درون سرنگ، بدنه سرنگ را نگه داشته، انتهای سوزن را محکم در انتهای LUER-LOCK سرنگ قرار داده و سوزن را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت محکم کنید تا در موقعیت مناسب قرار گیرد. (مانند شکل C)

توجه: چنانچه درپوش سوزن مطابق شکل (D) به درستی قرار نگرفته، محکم کردن را ادامه دهید تا سوزن در موقعیت مناسب قرار گیرد.

مرحله 3: مطابق شکل (E)، بدنه سرنگ را در یک دست و درپوش سوزن را در دست دیگر نگه دارید. بدون چرخاندن، سرنگ را در جهت مخالف کشیده و درپوش سوزن را خارج کنید.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف

در موارد زیر استفاده نشود:

- حساسیت به هر یک از اجزای محصول
- التهاب یا تحریک فعال در ناحیه تزریق
- اختلالات کنترل‌نشده سیستم ایمنی، مگر با نظر پزشک
- اختلالات انعقادی

هشدارها

· فقط در صورت سالم بودن بسته‌بندی استفاده شود

· پس از تاریخ انقضا مصرف نشود

· از یخ‌زدگی محصول جلوگیری شود

· فقط برای تزریق اینترادرمال

· از تزریق داخل عروقی خودداری شود

· تزریق پزشکی همواره با خطر عفونت همراه است؛ رعایت اصول استریل الزامی است

· مجددا استریل نشود

· با سایر فرآورده‌های تزریقی مخلوط نشود

· یکی از برچسب‌های ردیابی در پرونده بیمار ثبت شود

· دور از دسترس کودکان نگهداری شود

عوارض احتمالی

عوارض شایع و گذرا:

· تورم

· کبودی

· قرمزی

· حساسیت

· خارش

· برجستگی‌های کوچک قابل لمس

عوارض نادر ولی جدی:

· انسداد عروقی

· عفونت

· واکنش آلرژیک

· تشکیل گرانولوما

ماورا سلامت یاس

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، واحد ۴

021-91301406

info@msypharmed.com

msypharmed.com

اطلاعات کامل و به‌روز محصول