هایلکسا والیوم

فیلر هیالورونیک اسید



هایلکسا والیوم به دلیل فرمولاسیون خود دارای رئولوژی و خاصیت ارتجاعی مناسب برای اصلاح باف نرم صورت توصیه می شود. ازاین رو می تواند برای حجم دهی گونه ها، چانه، بینی وزاویه سازی صورت و همچنین چین و چروک های بسیار عمیق مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات محصول

دستورالعمل‌ها

هایلکسا® والیوم ژل حاوی اسید هیالورونیک کراس لینک شده (با پیوند شبکه ای)، استریل و عاری از عوامل تب زا و عفونی است. این محصول زیست تخریب پذیر، زیست سازگار و با منشا غیرحیوانی (عدم حساسیت زایی) است. همچنین در این محصول از لیدوکائین هیدروکلراید به منظور کاهش درد، حین و پس از تزریق استفاده شده است.

ترکیبات:

- هیالورونیک اسید کراس لینک شده – 27.5 میلی‌گرم/1.1میلی‌لیتر
- لیدوکائین هیدروکلراید – 3.3 میلی‌گرم/1.1 میلی‌لیتر
- بافر فسفات (pH برابر با 7) – 1.1 میلی لیتر

هایلکسا والیوم® در سرنگ شیشه ای از پیش پر شده یکبار مصرف (PFS) و استریل شده توسط اتوکلاو ارائه می‌شود. هر بسته حاوی یک دفترچه راهنما، یک سرنگ، دو برچسب با قابلیت پیگیری محصول (یک عدد برای تحویل به بیمار و یک عدد برای درج در پرونده) و دو سر سوزن یکبار مصرف G27 2/1 استریل شده توسط اشعه می باشد.

موارد مصرف:

هایلکسا والیوم®، یک محصول با کیفیت بالا و ساخته شده طبق اصول GMP است که جهت تزریق به منظور ترمیم حجم و پر کردن فرورفتگی‌ها و چین و چروک‌های بسیار عمیق پوستی طراحی شده است. این محصول به منظور بازگرداندن حجم صورت و پر کردن فرورفتگی‌های پوستی بسیار عمیق در موارد زیر به کار برده می شود:

- حجم دهی گونه‌ها
- حجم دهی چانه

- اصلاح بینی
- زاویه سازی صورت
- اصلاح چین و چروک‌های بسیار عمیق صورت

روش استفاده

روش استفاده:

هایلکسا® یک ژل پرکننده است که به منظور به حداقل رساندن عوارض احتمالی و از آنجا که دقت برای یک درمان موفقیت‌آمیز ضروری است، این محصول فقط باید توسط پزشکانی که آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند و تجربه مناسبی (شامل آگاهی از آناتومی محل تزریق و اطراف آن) دارند، استفاده شود.

قبل از تزریق، محل باید ضد عفونی شود.

هوا را با فشار ملایم به سمت پایین پیستون خارج کنید تا مقدار کمی از محصول در نوک سوزن ظاهر شود.

به آرامی تزریق کنید و کمترین فشار لازم را اعمال کنید.

در صورت مسدود شدن سوزن، فشار روی میله پیستون را افزایش ندهید. در عوض، تزریق را متوقف کرده و سوزن را جایگزین کنید.

پس از وارد کردن سوزن و قبل از تزریق، توصیه می شود پیستون را کمی بیرون بکشید تا آسپیراسیون انجام شود و از عدم ورود سوزن به داخل عروق مطمئن شد.

اگر در هر زمان از تزریق، سفیدی غیر معمول در سطح پوست دیده شد، تزریق باید متوقف شود و اقدامات مناسب مانند ماساژ دادن ناحیه تا بازگشت به رنگ طبیعی انجام شود.

درجه و مدت اصلاح به ویژگی فرد و نقص درمان شده، استرس بافت در محل، عمق و تکنیک تزریق بستگی دارد. مقدار تزریق بسته به مناطق تزریق، بر اساس تجربه پزشک باید اصلاح شوند.

نحوه قرارگیری سر سوزن بر روی سرنگ:

برای استفاده بهینه از محصول، مهم است که سوزن به درستی روی سرنگ قرار گیرد. (مطابق با شکل)

مرحله 1: سرنگ را بردارید و درپوش سر سرنگ را نگه داشته و از آن بیرون بکشید، همانطور که در شکل (A) نشان داده شده است.

مرحله 2: سوزن را وارد کنید.

بدنه سرنگ را نگه دارید و انتهای سوزن را محکم در انتهای LUER-LOCK سرنگ قرار دهید.

مرحله 3: سوزن را محکم کنید.

سوزن را با چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت محکم ببندید (شکل B را ببینید) تا زمانی که در موقعیت مناسب قرار گیرد، همانطور که در شکل (C) نشان داده شده است.

توجه: اگر موقعیت درپوش سوزن مطابق شکل (D) باشد، به درستی وصل نشده است. محکم کردن را ادامه دهید تا سوزن در موقعیت مناسب قرار گیرد.

مرحله 4: درپوش سوزن را بردارید.

بدنه سرنگ را در یک دست و درپوش سوزن را در دست دیگر نگه دارید. بدون چرخاندن، سرنگ را در جهت مخالف بکشید تا درپوش سوزن را بردارید، همانطور که در شکل (E) نشان داده شده است.

مراقبت های بعد از تزریق:

بیماران تا یک روز بعد از تزریق نباید آرایش کنند، هم چنین از مرطوب کننده و پاک کننده استفاده نکنند.

اکیدا توصیه می شود از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید، اشعه ماوراء بنفش و همچنین آب گرم شدید طی دو هفته پس از تزریق خودداری شود.

بعد از تزریق در صورت توصیه پزشک میتوانید از کمپرس آب سرد استفاده کرد.

به مدت یک روز، هنگام خواب، سر به سمت بالا قرار داده شود.

از ورزش های سنگین خودداری شود.

برای کاهش واکنش های التهابی از تزریق واکسن، یک ماه قبل و بعد، خودداری شود.

تا یک هفته پس از تزریق از استحمام با آب بسیار داغ و سونا خودداری شود.

عوارض جانبی:

- بیماران باید در مورد عوارض جانبی احتمالی ناشی از استفاده از این محصول که ممکن است فورا یا با تأخیر رخ دهد، آگاه شوند. این عوارض شامل موارد زیر است، اما صرفا محدود به موارد زیر نیست:

واکنش های التهابی ناشی از تزریق

- ادم
- تورم
- اریتم
- هماتوم
- خارش
- سرخی
- خون ریزی
- کهیر
- درد یا حساسیت به لمس در محل تزریق.
- سفتی یا گره در محل ایمپلنت.
- آمبولی و نکروز جلدی
- دیسکرومی (تغییر رنگ) در محل تزریق

- بیماران باید واکنش‌های التهابی را که بیش از یک هفته ادامه می‌یابد (یا هر عارضه جانبی دیگری که ایجاد می‌شود) در اسرع وقت به پزشک خود اطلاع دهند. - هر گونه عوارض جانبی دیگر باید به نماینده یا توزیع کننده محصول گزارش شود.

شرایط نگهداری:

هایلکسا® می بایست در جای خشک و خنک و در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد و خارج از یخچال و از یخ زدگی و حرارت محافظت شود. همچنین دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف:

هایلکسا والیوم®نباید به هیچ عنوان در موارد زیر مورد مصرف قرار گیرد:

- تزریق داخل عروقی
- تزریق در ناحیه دور چشم و بین دو ابرو (خط اخم).
- تصحیح فرم‌دهی در ناحیه سینه و یا استفاده در نواحی تاندون، مفصل، استخوان و ماهیچه

هایلکسا والیوم®نباید به هیچ عنوان در افراد زیر مورد مصرف قرار گیرد:

- بیماران با سابقه حساسیت به هیالورونیک اسید و یا پروتئین‌های باکتریایی گرم مثبت (نوع استرپتوکوک)
- افرادی که در پوست ناحیه تزریق دچار التهاب و/یا عفونت هستند (مانند آکنه، تبخال و غیره)
- افرادی که در ناحیه تزریق، لیزر، لایه برداری پوست و درمان مبتنی بر اولتراسوند انجام داده اند.
- افراد زیر 18 سال
- خانم‌های باردار و شیرده
- افراد مبتلا به صرع درمان نشده
- افراد مستعد به ایجاد اسکارهای هیپرتروفیک یا کلوئید یا اختلالات رنگدانه
- افراد مبتلا به پورفیری
- افراد با اختلالات انعقادی
- افراد مبتلا به یک بیماری خودایمنی فعال یا افرادی که تحت ایمونوتراپی هستند.

ماورا سلامت یاس

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، نبش کوچه شریفی، پلاک ۲، واحد ۴
021-91301406
info@msypharmed.com
msypharmed.com

اطلاعات کامل و به‌روز محصول